


TELA DE ARAME COM DISCO REFRACTÁRIO



Indicada para distribuição uniforme do calor durante o aquecimento por bico de Bunsen, ou aquecedores elétricos, a tela de amianto é utilizada como apoio a materiais de laboratório para garantir os melhores resultados em experiências e análises.

Marca: Qualividros

CÓDIGO	LARGURA (cm)	COMP. (cm)	CX (unid)
FER.TELA12	12	12	100
FER.TELA14	14	14	100
FER.TELA15	15	15	100
FER.TELA18	18	18	100
FER.TELA20	20	20	100
FER.TELA25	20	20	100

⚠ Medidas aproximadas