

ALÇA DE NÍQUEL-CROMO



Utilizado em laboratório para transferências, são fixadas em um cabo de Kolle onde são flambadas constantemente em bico de bunsen ou lamparinas, durante seu uso, propiciando esterilização e com isso evitando a contaminação indesejada dos meios em trabalho.

Material: Níquel Cromo

CÓDIGO	Comp. (cm)	Calibragem (ul)
ACE.NIQ	5	Sem Calibragem
ACE.NIQ51	5	1
ACE.NIQ510	5	10
ACE.NIQ151	15	1
ACE.NIQ1510	15	10
ACE.NIQ20	20	10

ACESSÓRIO ADICIONAL

CÓDIGO	CARACTERÍSTICA (material)	Comp. (cm)
FER.KOLLE	CABO DE KOLLE EM ALUMÍNIO	23



⚠ Medidas aproximadas