

TUBO CAPILAR DE VIDRO



www.qualividros.com

Utilizado em laboratórios para experiências que envolvam uma grande precisão e rigor e usam quantidades microscópicas de substâncias. São muito usados em Química Analítica e em Microbiologia. O Tubo Capilar tem esta designação uma vez que só se podem introduzir no seu interior substâncias que ocupem muito pouco volume semelhante ao de um capilar.

Material: vidro borossilicato, diâmetro interno de 0,8mm-1,2mm e diâmetro externo de 0,9mm-1,6mm; comprimento: 75 a 90mm, espessura da parede 0.1-0.2mm.

Marca: Qualividros

CÓDIGO	modelo (heparina)	cx (und)
2154	com heparina	500
2155	sem heparina	500



QUALIVIDROS

www.qualividros.com

(35) 3521-5443

vendas@qualividros.com