

SISTEMA DE FILTRAÇÃO COMPLETO COM ROLHA



Utilizado para filtração de água, preparação de amostras para microbiologia, quantificação de partículas e em filtração de solventes para HPLC. Acompanha Tampa para o copo; Receptor: Frasco kitazato; Pinça: Em metal na cor azul; Junção com membrana filtrante de vidro 47 mm; Calibração: Calibrado a 20°C.

Material: Vidro borossilicato 3.3 termorresistente.

Cor: Incolor.

Marca: Qualividros.

CÓDIGO	cap receptor (ml)	cap copo (ml)	cx (und)
1981	1000	250	4
3601	2000	250	4

