

PIPETA DE SEDIMENTAÇÃO WESTERGREEN



PIPETA DE SEDIMENTAÇÃO WESTERGREEN

Utilizada na determinação da velocidade de sedimentação dos eritrócitos (glóbulos vermelhos) no sangue. Essa pipeta adota o princípio do método de Westergren, uma análise frequentemente empregada para avaliar a rapidez com que os glóbulos vermelhos se sedimentam, conhecida também como taxa de sedimentação eritrocitária.

Material: Vidro.

Cor: Incolor.

Marca: Normax.

CÓDIGO	C (mm)	CX (unid)
2874	300	6

Trabalhamos com outros produtos **NORMAX**.
Solicite o catálogo.



⚠ Medidas aproximadas

QUALIVIDROS