

## SISTEMA DE FILTRAÇÃO COMPLETO COM JUNTA ESMERILHADA



Utilizado para filtração de água, preparação de amostras para microbiologia, quantificação de partículas e em filtração de solventes para HPLC. Acompanha Tampa para o copo; Receptor: Frasco kitazato; Pinça: Em metal na cor azul; Junção com membrana filtrante de vidro 47 mm; Calibração: Calibrado a 20°C. Tipo a vácuo. Esterilização: Autoclavação ou irradiação gamma.  
 Material: Vidro borossilicato 3.3 termorresistente.  
 Cor: Incolor.  
 Marca: Qualividros.

CÓDIGO	cap receptor (ml)	cap copo (ml)	cx (und)
1980	1000	250-300	4
3318	2000	500	4
4704	4000	1000	4
3319	5000	1000	4

! Medidas aproximadas