

## Balão trapezoidal com tampa de plástico

Balão volumétrico classe A de acordo com ISO 1042, capacidade \_\_\_\_ mL, limite de erro máximo  $\pm$  \_\_\_\_ mL, formato defundo trapezoidal e gargalo longo, com junta esmerilhada \_\_\_\_ e rolha de polipropileno (PP), impressão na cor azul, com uma marca inequívoca e permanente no gargalo; calibração tipo conter In, aferido a 20°C, fabricado em vidro em borosilicato BORO 3,3, cor incolor, fabricado por empresa certificada ISO 9001 e produto acompanhado com certificado de calibração por lote e o número de série impresso na peça.

| Ref.    | Cap. (ml) | Tol. $\pm$ (ml) | IN    | Caixa |
|---------|-----------|-----------------|-------|-------|
| 3168401 | 1         | 0,025           | 7/16  | 1     |
| 3168402 | 2         | 0,025           | 7/16  | 1     |
| 3168406 | 5         | 0,025           | 7/16  | 1     |
| 3168409 | 10        | 0,040           | 10/19 | 1     |
| 3168411 | 20        | 0,040           | 12/21 | 1     |
| 3168418 | 50        | 0,100           | 14/23 | 1     |



Impressão azul de alta resistência, de acordo com a norma ISO 4794



Formato do fundo garante maior estabilidade para a realização dos ensaios.



ISO 1042

BORO 3.3

## Bureta

- Graduadas a escoar (EX)
- Cada pipeta possui uma tarja identificativa por código de cores, em conformidade com ISO 1769
- Com certificado de qualidade de série
- Disponível: Certificado de calibração por Normalab laboratório acreditado segundo ISO 17025

## Bureta Classe AS, torneira direita PTFE

Bureta graduada Classe A de acordo com ISO 385, fabricada em vidro borosilicato BORO 3,3, com torneira de politetrafluoretileno (PTFE) resistente a produtos químicos, impressão na cor azul, capacidade de \_\_\_\_ mL, extremidade superior com orla e com funil, calibrada por vertido, Ex, aferida a 20°C, divisão de \_\_\_\_ mL e limite de erro máximo de  $\pm$  \_\_\_\_ mL, tempo de escoamento de \_\_\_\_ segundos. Cor incolor, fabricado por empresa certificada ISO 9001 e produto acompanhado com certificado de calibração por lote e o número do lote impresso na peça.

| Com funil | Cap. (ml) | Divis. (ml) | Tol. $\pm$ (ml) | Tempo esco. s | Caixa |
|-----------|-----------|-------------|-----------------|---------------|-------|
| 5473022   | 5         | 0,02        | 0,01            | 40-60         | 1     |
| 5473029   | 10        | 0,05        | 0,02            | 45-60         | 1     |
| 5473033   | 25        | 0,1         | 0,05            | 25-45         | 1     |
| 5473036   | 50        | 0,1         | 0,05            | 30-50         | 1     |
| 5473039   | 100       | 0,2         | 0,1             | 30-50         | 1     |



ISO 385

BORO 3.3

## Cuba de vidro para cromatografia

| Ref.    | Descrição                    | Caixa |
|---------|------------------------------|-------|
| 4431100 | 1 com ranhura - 200 x 200 mm | 1     |
| 4431201 | 2 sem ranhura - 100 x 100 mm | 1     |
| 4431200 | 2 sem ranhura - 200 x 200 mm | 1     |



SODA LIME