

ALICATE



Para Selar/Retirar o selo de alumínio em frasco penicilina
Modelos Lacrador/Recravador e Deslacador
Material fabricado em aço inox

Código DESLACADOR	Medidas
EQU.DESLA.8 *	PARA TAMPAS DE FRASCO PENICILINA DE 8 MM DIAMETRO
EQU.DESLA.11	PARA TAMPAS DE FRASCO PENICILINA DE 11 MM DIAMETRO
EQU.DESLA.13	PARA TAMPAS DE FRASCO PENICILINA DE 13 MM DIAMETRO
EQU.DESLA.20	PARA TAMPAS DE FRASCO PENICILINA DE 20 MM DIAMETRO
EQU.DESLA.24 *	PARA TAMPAS DE FRASCO PENICILINA DE 24 MM DIAMETRO

Código LACRADOR	Medidas
EQU.LACRE8 *	PARA TAMPAS DE FRASCO PENICILINA DE 8 MM DIAMETRO
EQU.LACRE11	PARA TAMPAS DE FRASCO PENICILINA DE 11 MM DIAMETRO
EQU.LACRE13	PARA TAMPAS DE FRASCO PENICILINA DE 13 MM DIAMETRO
EQU.LACRE.20	PARA TAMPAS DE FRASCO PENICILINA DE 20 MM DIAMETRO
EQU.LACRE24	PARA TAMPAS DE FRASCO PENICILINA DE 24 MM DIAMETRO