

COLUNA DE DESTILAÇÃO VIGREAU



Utilizada como um gradiente de Temperatura. Assim quando o vapor destilado encontra uma temperatura mais baixa (ou seja, subindo-se na coluna), esse vapor se condensa com a fração menos volátil dos 2 líquidos, e assim há várias microdestilações, o que faz o vapor do líquido mais volátil, quando chegar ao condensador se encontre praticamente puro. Possui juntas 24/40.

Material: Vidro.

Cor: Incolor.

Marca: Qualividros

Código	comp (mm)	cx (und)
IVQA.6002	200	1
IVQA.6003	300	1
IVQA.6004	400	1
IVQA.6005	500	1
IVQA.6006	600	1