


CADINHO DE VIDRO COM PLACA POROSA



Utilizado para recolher um precipitado diretamente dentro do recipiente onde será seco, possivelmente com vazamento, e posteriormente pesado em análise gravimétrica. O cadinho de Gooch também pode ser empregado para coletar e processar amostras de tecido biológico dentro do mesmo recipiente.

Material: Vidro borossilicato 3.3

Cor: Incolor.

Marca: Qualividros.

CÓDIGO	Placa	cap (ml)	d (mm)	a (mm)	cx (und)
464	G0	30	32	60	1
467	G1	30	32	60	1
469	G2	30	32	60	1
471	G3	30	32	60	1
473	G4	30	32	60	1
3590	G0	50	40	74	1
3591	G1	50	40	74	1
3592	G2	50	40	74	1
3593	G3	50	40	74	1
3594	G4	50	40	74	1
465	G0	60	40	74	1
466	G1	60	40	74	1
468	G2	60	40	74	1
470	G3	60	40	74	1
472	G4	60	40	74	1

! Medidas aproximadas